

Unc5C Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - O95185

Artikelnummer: CM0013449

Einführung

Hochwertiger, für WB und ELISA validierter, polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen UNC5C. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-UNC5C (103 kDa). Ideal für Studien zu Axonleitung und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UNC5C Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	UNC5H3; UNC5C
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8633
GeneID	8633
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 300-360 des menschlichen UNC5C (NP_003719.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95185
Proteinmasse	103 kDa
Versand	Eisbeutel