

Upf1/Rent1 Kaninchen Pab - Q92900

Artikelnummer: CM0015188



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes UPF1/RENT1, validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zur nonsense-vermittelten mRNA-Abbau (NMD).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UPF1/RENT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UTF; HUPF1; NORF1; RENT1; smg-2; pNORF1; UPF1/RENT1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5976
Gen-ID	5976
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 819-1118 des humanen UPF1/RENT1 (NP_002902.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92900
Proteingewicht	124 kDa
Versand	Eisbeutel