


Uqcrh Kaninchen Mab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P07919

Artikelnummer: CM0010274



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes UQCRH, eine Untereinheit des mitochondrialen Komplexes III. Validiert für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu mitochondrialen Erkrankungen und Bioenergetik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UQCRH Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	QCR6; UQCR8; MC3DN11; UQCRH
Art	Mensch
GenID (Mensch)	7388
GenID	7388
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 1-91 von humanem UQCRH (P07919)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07919
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel