

Kaninchen-Mak Gegen Uromodulin/Umod Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P07911

Artikelnummer: CM0006981



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Uromodulin/UMOD (THP), validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen und murinen Proben. Ideal für die Nierenbiologie, die Erforschung von Harnwegsinfektionen und Biomarkerstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-mAk gegen Uromodulin/UMOD
Bemerkungen/Alias	THP; FJHN; HNFJ; THGP; HNFJ1; MCKD2; ADTKD1; ADMCKD2; Uromodulin/UMOD
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7369
GeneID	7369
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 175-324 des humanen Tamm-Horsfall-Glykoproteins (NP_003352.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P07911
Proteingewicht	70 kDa/55 kDa/115 kDa
Versand	Kühlakku