

Ush1C Kaninchen Pab - Ush1C

Artikelnummer: CM0024824

Einführung

Polykloaler Antikörper gegen Zebrafisch USH1C, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zum Usher-Syndrom und sensorische Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USH1C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	zgc:136806; USH1C
Spezies	Zebrafisch
Gen-ID (Mensch)	10083
Gen-ID	564412
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-100 des Zebrafisch USH1C (NP_001035018.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Proteinmasse	45kDa/58kDa/60kDa/62kDa/101kDa
Versand	Eisbeutel