

Usp10 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14694

Artikelnummer: CM0008843



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes USP10 (Q14694). Validiert für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung von Deubiquitinierung, Autophagie und DNA-Schadensantwort-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP10 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	UBPO; UBP10; MGC2621; USP10
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9100
Gen-ID	9100
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen USP10 (Q14694) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q14694
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eistasche