

Usp10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14694

Artikelnummer: CM0028047



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes USP10, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. USP10 ist eine Deubiquitinase, die p53, Autophagie, Ribosomen-Recycling und NF-kB-Signalwege reguliert. Ideal für Krebs- und Zellbiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UBPO; USP10
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9100
Gen-ID	9100
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 499-798 von humanem USP10 (NP_005144.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q14694
Protein-Gewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel