

Usp18 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Umw8

Artikelnummer: CM0022495

Einführung

Hochwertiger USP18 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem USP18. Ideal zur Untersuchung der ISG15-spezifischen Proteasefunktion in der Interferon-Signalgebung und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP18 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ISG43; UBP43; PTORCH2; USP18
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11274
Gen-ID	11274
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem USP18 (NP_059110.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UMW8
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel