

Usp39 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q53Gs9

Artikelnummer: CM0006742



Einführung

Validieren Sie USP39 (Q53GS9) mit diesem kaninchen monoklonalen Antikörper. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf eine Deubiquitinase ab, die am prä-mRNA-Spleißen, der DNA-Reparatur, der antiviralen Antwort und der NF-κB-Regulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP39 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	65K; SAD1; CGI-21; HSPC332; SNRNP65; USP39
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10713
GenID	10713
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 466-565 von menschlichem USP39 (Q53GS9) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q53GS9
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel