


Usp7/Hausp Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q93009

Artikelnummer: CM0009663



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes USP7/HAUSP (Q93009). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für p53-Signalweg-, DNA-Reparatur- und Deubiquitinierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP7/HAUSP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TEF1; HAUSP; HAFOUS; DEL16P13.2; C16DELp13.2; USP7/HAUSP
Spezies	Human
GeneID (Human)	7874
GeneID	7874
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 100–200 von humanem USP7/HAUSP (Q93009) enthält)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q93009
Proteingewicht	128kDa
Versand	Eistasche