


Usp7/Hausp Kaninchen-Pab - Q93009

Artikelnummer: CM0016624



Einführung

USP7/HAUSP polyklonaler Kaninchen-Antikörper für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Zielt auf die Deubiquitinierungsenzym USP7 in der p53-Regulation und DNA-Reparatur. Ideal für die Forschung zum Proteinabbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP7/HAUSP Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TEF1; HAUSP; HAFOUS; DEL16P13.2; C16DELp13.2; USP7/HAUSP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7874
GenID	7874
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 206-1102 von menschlichem USP7/HAUSP (NP_003461.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q93009
Proteingewicht	128 kDa
Versand	Eisbeutel