

Uty Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14607

Artikelnummer: CM0026026



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches UTY (Histondemethylase UTY), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte, geeignet für Epigenetik und Y-Chromosom-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UTY Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UTY1; KDM6C; KDM6AL; UTY
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7404
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-70 von menschlichem UTY (NP_009056.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O14607
Proteingewicht	150kDa
Versand	Eisbeutel