

B-Synuclein Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q16143

Artikelnummer: CM0017099

Einführung

β-Synuclein Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes β-Synuclein, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Alzheimer-Krankheit und anderen neurodegenerativen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	β-Synuclein Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SNCB; β-Synuclein
Spezies	Human
GeneID (Human)	6620
GeneID	6620
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-134 von humanem β-Synuclein (NP_001001502.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q16143
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel