

Vamp2 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P63027

Artikelnummer: CM0012863



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen VAMP2 (Synaptobrevin-2), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-VAMP2. Ideal für Studien zu Neurotransmitterfreisetzung und synaptischer Vesikelfusion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VAMP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SYB2; VAMP-2; NEDHAHM; VAMP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6844
Gen-ID	6844
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem VAMP2 (NP_055047.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P63027
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eisbeutel