

Vamp8 Kaninchen Mab Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bv40

Artikelnummer: CM0012122



Einführung

Anti-VAMP8 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der SNARE-vermittelten Membranfusion, Autophagie und Exozytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VAMP8 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	EDB; VAMP-8; VAMP8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8673
GenID	8673
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem VAMP8 (NP_003752.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BV40
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel