

Vangl2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9UIk5

Artikelnummer: CM0026080



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen VANGL2 (Strabismus 1), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes und murines VANGL2. Ideal für die Erforschung der planaren Zellpolarität, der Neuralrohr-Entwicklung und der Morphogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VANGL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LPP1; LTAP; STB1; STBM; STBM1; VANGL2
Spezies	Human
GeneID (Human)	57216
GeneID	57216
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-110 von humanem VANGL2 (NP_065068.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9ULK5
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel