

Vars Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26640

Artikelnummer: CM0025075

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper gegen humanes VARS (Valyl-tRNA-Synthetase), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. 140 kDa. Ideal für Translations- und Neurobiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VARs Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	G7A; VARS; VARS2; NDMSCA
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7407
Gen-ID	7407
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-280 des humanen VARS (NP_006286.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P26640
Proteingewicht	140kDa
Versand	Eisbeutel