


Vcam1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P19320

Artikelnummer: CM0007658



Einführung

Hochwertiger monoklonaler VCAM1-Antikörper aus Kaninchen, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes VCAM1 (P19320), das Immunogen stammt aus den Aminosäuren 25-698. Ideal für die Forschung zu Entzündungen und Immunüberwachung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VCAM1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD106; INCAM-100; VCAM1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7412
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-698 des menschlichen VCAM1 (NP_001069.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P19320
Proteingewicht	71KDa/74KDa/81KDa
Versand	Eisbeutel