


Vcp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P55072

Artikelnummer: CM0026010



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen VCP (p97/TERA) für Western Blot, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten VCP. Ideal für ERAD-, Autophagie- und DNA-Reparatur-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VCP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p97, TERA, CDC48, FTDALS6, VCP
Spezies	Human
GeneID	7415
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 460-770 von humanem VCP (NP_009057.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P55072
Proteingewicht	89kDa
Versand	Eisbeutel