


Vegfc Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49767

Artikelnummer: CM0017694



Einführung

Anti-VEGFC Kaninchen-pAk validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches und murines VEGFC, einen Schlüsselfaktor für Angiogenese und Lymphangiogenese. Ideal für die Gefäßbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VEGFC Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	VRP, Flt4-L, LMPH1D, LMPHM4, VEGFC
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7424
Gen-ID	7424
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem VEGFC (NP_005420.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P49767
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel