

Veph1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14D04

Artikelnummer: CM0015871

Einführung

VEPH1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes VEPH1 (MELT)-Protein, kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die TGF-beta-Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VEPH1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MELT; VEPH; VEPH1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	79674
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 448-547 von humanem VEPH1 (NP_078897.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q14D04
Protein-Gewicht	95kDa
Versand	Eistasche