


Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Gegen β II-Tubulin/ β 2-Tubulin Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13885 / Q9Bva1

Artikelnummer: CM0009206



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen β II-Tubulin/ β 2-Tubulin (TUBB2A/TUBB2B), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben; ideal für die Erforschung der Mikrotubuli-Dynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	β II-Tubulin/ β 2-Tubulin-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CDCBM5; TUBB; TUBB2; β II-Tubulin/ β 2-Tubulin
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7280/347733
Gen-ID	7280/347733
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 346–445 des humanen β II-Tubulins/ β 2-Tubulins (Q13885) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13885/Q9BVA1
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Kühlakku