

Villin1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09327

Artikelnummer: CM0027871



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes Villin-1, validiert für WB und ELISA. Erkennt endogenes Villin-1 in humanen, murinen und rattigen Proben. Ideal für die Erforschung von Epithelzellen und des Zytoskeletts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Villin1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VIL; D2S1471; Villin1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7429
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-827 von humanem Villin1 (NP_009058.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09327
Proteingewicht	93kDa
Versand	Eisbeutel