

Vimp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bqe4

Artikelnummer: CM0014427



Einführung

VIMP Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf Selenoprotein S ab, das an der ER-assoziierten Degradation beteiligt ist. Ideal für die Erforschung von Endoplasmiculum-Reticulum-Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VIMP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SELS; VIMP; ADO15; SBB18; SEPS1; AD-015
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55829
GenID	55829
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von menschlichem VIMP (NP_982298.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BQE4
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel