


Vinculin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P18206

Artikelnummer: CM0017750



Einführung

Vinculin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (PAb), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes Vinculin (~124 kDa). Geeignet für Studien zur Zelladhäsion, dem Zytoskelett und der Mechanosensorik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Vinculin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114; Vinculin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7414
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 751-850 von humanem Vinculin entspricht (NP_054706.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18206
Proteingewicht	124 kDa
Versand	Eisbeutel