


Vip Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01282

Artikelnummer: CM0017706



Einführung

VIP Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanem, murine und Ratten VIP. Ideal für die Forschung zur Neuropeptid-Signalgebung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VIP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PHM27; VIP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7432
GenID	7432
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 31-170 von humanem VIP (NP_003372.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01282
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel