


Vip Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01282

Artikelnummer: CM0022524



Einführung

VIP Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für Western Blot (WB) und ELISA, geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf das VIP-Neuropeptid ab, das an Vasodilatation, Neuroprotektion und Immunmodulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VIP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PHM27; VIP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7432
GenID	7432
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-169 von menschlichem VIP (NP_919416.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01282
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel