


Vista Kaninchen Pab - Q9H7M9

Artikelnummer: CM0015627



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes VISTA (B7H5, GI24) für WB- und ELISA-Anwendungen. Geeignet für die T-Zell-Aktivierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VISTA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B7H5; GI24; B7-H5; Dies1; PD-1H; SISP1; VISTA; PP2135; C10orf54; DD1alpha
Spezies	Human
Gen-ID	64115
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 33-194 von humanem VISTA (NP_071436.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9H7M9
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel