

Vitamin D (25-Oh-Vd) Kaninchen Mak - 25-Oh-Vd

Artikelnummer: CM0008578

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen 25-Hydroxyvitamin D (25-OH-VD).

Artenunabhängige Reaktivität, geeignet für DB- und ELISA-Anwendungen. Für die Entwicklung von Diagnosekits und die Vitamin-D-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Vitamin D (25-OH-VD) Kaninchen mAk
Immunogen	Chemische Verbindungen entsprechend Vitamin D (25-OH-VD)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Artenunabhängig
Versand	Eisbeutel