


Vldlr Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P98155

Artikelnummer: CM0030111



Einführung

VLDLR Kaninchen pAb, spezifisch für den Very-Low-Density-Lipoprotein-Rezeptor von Mensch und Maus, geeignet für WB und ELISA. Wichtiges Reagenz für die Erforschung des Lipidstoffwechsels, der Reelin-Signalübertragung und der neuronalen Migration. Bezogen von CamelBios One-Stop-IVD-Rohstoffplattform.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VLDLR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAMRQ1; CARMQ1; CHRMQ1; VLDL-R; VLDLRCH; VLDLR
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7436
GeneID	7436
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz entspricht, die die Aminosäuren 833-869 des humanen VLDLR (NP_003374.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P98155
Protein-Gewicht	96kDa
Versand	Eistasche