


Vps37A Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nez2

Artikelnummer: CM0015311



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen VPS37A, eine Untereinheit des ESCRT-I-Komplexes. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Das Immunogen entspricht den Aminosäuren 224-397 des humanen VPS37A.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VPS37A polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	HCRP1; PQBP2; SPG53; VPS37A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	137492
Gen-ID	137492
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 224-397 des humanen VPS37A (NP_689628.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8NEZ2
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel