

Vsnl1/Vilip-1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62760

Artikelnummer: CM0028214

Einführung

Hochwertiger VSNL1/VILIP-1 Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Neurowissenschaften und Alzheimer-Forschung zu Biomarkern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	VSNL1/VILIP-1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HLP3; VILIP; HPCAL3; HUVISL1; VILIP-1; VSNL1/VILIP-1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	7447
GenID	7447
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein enthaltend die Aminosäuren 2-191 von menschlichem VSNL1/VILIP-1 (NP_003376.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62760
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel