

WASF3 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Upy6

Artikelnummer: CM0021186

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches WASF3 (WAVE3). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Aktin-Zytoskelettdynamik und Zellmorphologie. - Q9UPY6

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WASF3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	SCAR3; WAVE3; Brush-1; WASF3
Spezies	Mensch
Gen-ID	10810
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 des menschlichen WASF3 (NP_001278894.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UPY6
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel