

Wisp3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095389

Artikelnummer: CM0017206

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes WISP3 (CCN6), validiert in WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der mitochondrialen Atmung und des Skelettwachstums.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	WISP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PPD; LIBC; PPAC; PPRD; WISP3; WISP-3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8838
GenID	8838
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 42-260 von humanem WISP3 (NP_937882.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	095389
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel