

Wnk3 Kaninchen Mab - Q9Byp7

Artikelnummer: CM0006493



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes WNK3, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-WNK3 (~198 kDa). Ideal für Forschung zu Kinassignalwegen und Elektrolythomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WNK3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	PRKWNK3; WNK3
Spezies	Mensch
Gen-ID	65267
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1700-1800 von humanem WNK3 entspricht. (NP_065973.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYP7
Proteingewicht	198 kDa
Versand	Eisbeutel