

## Wnt3A Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P56704

Artikelnummer: CM0015993



### Einführung

WNT3A Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB und ELISA validiert wurde und auf humanes und murines Wnt-3a abzielt. Ideal für die Erforschung des kanonischen Wnt-Signalwegs, der Entwicklungsbiologie und der Selbsterneuerung von Stammzellen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | WNT3A Kaninchen pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | WNT3A                                                                                                                     |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                    |
| GeneID            | 89780                                                                                                                     |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem WNT3A entspricht (NP_149122.1). |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                              |
| SWISS             | P56704                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 39kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |