


Xbp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P17861

Artikelnummer: CM0023633



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes XBP1 (SWISS: P17861). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für ER-Stress-, UPR- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	XBP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	XBP2; TREB5; XBP-1; TREB-5; XBP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7494
GenID	7494
Immunogen	Rekombinantes Protein Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 277-376 von humanem XBP1 (NP_005071.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17861
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel