


Xrcc4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q13426

Artikelnummer: CM0020672



Einführung

Kaninchen-anti-XRCC4 polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und ratten XRCC4 (38 kDa). Essentielles Werkzeug für Studien zur Reparatur von DNA-Doppelstrangbrüchen und dem NHEJ-Pfad.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	XRCC4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SSMED, hXRCC4, XRCC4
Spezies	Human
GeneID (Human)	7518
GeneID	7518
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-336 von humanem XRCC4 (NP_001304941.1?) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q13426
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel