

Yeats2 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ulm3

Artikelnummer: CM0023051



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen YEATS2, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-YEATS2, einen Chromatin-Reader, der an die Crotonylierung von H3K27 bindet. Ein unverzichtbares Hilfsmittel für die Epigenetik- und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YEATS2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FAME4; YEATS2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55689
Gen-ID	55689
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 130-331 des menschlichen YEATS2 (NP_060493.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9ULM3
Proteingewicht	151 kDa
Versand	Kühlakku