


Yes1 Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - P07947

Artikelnummer: CM0014380



Einführung

YES1 Kaninchen polyklonaler Antikörper (pAb) validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt die humane und murine Tyrosinprotein-Kinase Yes (c-yes), einen Regulator von Zellwachstum, Adhäsion und Migration. Ideal für Krebsforschung und Studien zur Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YES1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Yes; c-yes; HsT441; P61-YES; YES1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7525
GenID	7525
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-250 des humanen YES1 (NP_005424.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P07947
Proteinmasse	61 kDa
Versand	Eisbeutel