

YKL-40/CHI3L1 Kaninchen-Pab - P36222

Artikelnummer: CM0019026



Einführung

Gegen YKL-40/CHI3L1 gerichteter polyklonaler Kaninchenantikörper, validiert für WB-, IF/ICC-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, murines und Ratten-CHI3L1, ein sezerniertes Glykoprotein mit einer Größe von 43 kDa, das an Entzündungen und Gewebeumbau beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YKL-40/CHI3L1 Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1116
GeneID	1116
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 22-220 des humanen YKL-40/CHI3L1 (NP_001267.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36222
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Kühlbeutel