

Ykt6-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - O15498

Artikelnummer: CM0020506



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes YKT6, validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung des SNARE-vermittelten Vesikeltransports und der Organisation des Golgi-Apparats.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YKT6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	YKT6
Art	Mensch
GeneID	10652
Immunogen	Synthetisches Peptid; ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-198 des humanen YKT6 entspricht (NP_006546.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O15498
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Kühlakku