


Yod1 Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb Und Elisa - Q5Vvq6

Artikelnummer: CM0014227



Einführung

Validierter YOD1 Kaninchen pAb für WB- und ELISA-Anwendungen, der menschliche und murine YOD1 Ubiquitin-Thioesterase OTU1 erkennt. Beteiligt an ERAD- und Autophagie-Signalwegen. Geeignet für IVD-Forschung. - Q5VVQ6

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YOD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DUBA8; OTUD2; PRO0907; YOD1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	55432
GeneID	55432
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-348 von menschlichem YOD1 (NP_061036.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q5VVQ6
Proteinmasse	38 kDa
Versand	Eisbeutel