


Ythdc2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H6S0

Artikelnummer: CM0016242



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches YTHDC2, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der Funktion der m6A-RNA-Helikase bei Meiose und Spermatogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YTHDC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CAHL; hYTHDC2; YTHDC2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64848
GenID	64848
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1131-1430 des menschlichen YTHDC2 (NP_073739.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H6S0
Proteingewicht	160 kDa
Versand	Eispackung