

Ywhaz/14-3-3 Zeta/Delta Kaninchen-Pak Für Wb, Elisa - P63104

Artikelnummer: CM0018139



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes YWHAZ/14-3-3 zeta/delta gerichtet ist, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Signalwegen, Phosphorylierung und Proteininteraktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YWHAZ Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; YWHAZ
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7534
GenID	7534
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P63104
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel