

Yy1 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa, Chip - P25490

Artikelnummer: CM0018480



Einführung

YY1 Kaninchen-Polyklonalantikörper für WB, ELISA, ChIP. Reagiert mit humanem, murinem, ratten YY1-Protein (~45 kDa). Ideal zur Untersuchung von Transkriptionsregulation, Chromatin-Remodellierung und DNA-Reparatur. - P25490

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YY1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DELTA; NF-E1; UCRBP; GADEV5; INO80S; YIN-YANG-1; YY1
Spezies	Human
GeneID (Human)	7528
GeneID	7528
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 80-160 des humanen YY1 (NP_003394.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P25490
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel