

Zak Kaninchen-Pab - Zak

Artikelnummer: CM0024915

Einführung

ZAK Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der im Kaninchen gegen rekombinantes humanes ZAK-Protein gewonnen wurde. Er detektiert ZAK in humanen, Maus- und Rattenproben mittels WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA und unterstützt die Forschung zur MAP3K-Signalübertragung und Stressantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZAK Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	pk; AZK; MLT; MRK; ZAK; CNM6; MLK7; MLTK; SFMMP; mlklak; MLTKbeta; MLTKalpha
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	51776
Gen-ID	51776
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-330 des humanen ZAK entspricht (NP_598407.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
Proteingewicht	35kDa/51kDa/91kDa
Versand	Eisbeutel