

Zak Rabbit Pab - Zak

Artikelnummer: CM0016193

Einführung

Kaninchen-Anti-Human ZAK-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz (IF/ICC) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus- und Ratten-ZAK. Nützlich zur Untersuchung der ZAK-Kinase-Funktion bei Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ZAK Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	pk, AZK, MLT, MRK, ZAK, CNM6, MLK7, MLTK, SFMMP, mlklak, MLTKbeta, MLTKalpha
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51776
Gen-ID	51776
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 100-312 von menschlichem ZAK (NP_598407.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
Proteingewicht	35kDa/51kDa/91kDa
Versand	Eisbeutel