


Zap70 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P43403

Artikelnummer: CM0005184



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches ZAP70, validiert für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz (IF-P) und ELISA. Ziel-Tyrosinkinase, essentiell für T-Zell-Rezeptor-Signalisierung und adaptive Immunität. 70 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZAP70 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7535
GenID	7535
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 550-619 von menschlichem ZAP70 (NP_001070.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P43403
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel