


Zeb1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P37275

Artikelnummer: CM0007320



Einführung

Der ZEB1 Kaninchen monoklonale Antikörper (P37275) ist ein hochwertiges Werkzeug für WB und ELISA mit Reaktivität in humanen und Rattenproben. Unverzichtbar für die Erforschung von EMT, transkriptioneller Repression und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZEB1 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFHX1A; DELTAEF1; ZEB1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	6935
Gen-ID	6935
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 800-900 von humanem ZEB1 entspricht (NP_110378.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P37275
Protein-Gewicht	124kDa
Versand	Eisbeutel